



Scantec Nordic

Analys & Mätteknik



ECOLINE

VIALER OCH TILLBEHÖR FRÅN SCANTEC

Scantec Nordic AB

Scantec Nordic som grundades 1973, är idag en av landets största distributörer av tillbehör och instrument för kromatografi.

Scantec Nordic säljer produkter och tjänster till läkemedelsindustrin och övrig kemisk industri samt sjukhus, universitet och högskolor i Sverige och Danmark.

Vi erbjuder:

- ett stort utbud av kvalitetsprodukter
- välkända, marknadsledande leverantörer
- välutbildad och serviceinriktad personal med många års erfarenhet inom branschen
- applikationshjälp
- teknisk support
- seminarier och utbildningar



Scantec Nordic är certifierat enligt
ISO 9001 och ISO 14001



Ulrika Frick
Säljare / Support
031 336 90 02
ulrika@scantecnordic.se



Scantec Nordic

Analys & Mätteknik

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2ml Vialer

2 ml vialer för 11 mm krymp- och snaplock	1
2 ml vialer för 9 mm skruvlock	1



V-Vialer

1,5 ml V-Vial för 11 mm krymp- och snaplock	2
1,5 ml V-Vial för 9 mm skruvlock	2

250 µl µ-Vialer

250 µl-Vial för 11 mm krymp- och snaplock	3
250 µl-Vial för 9 mm för skruvlock	3



350 µl µ-Vialer

350 µl µ-Vial för 11 mm krymp- och snaplock	4
350µl µ-Vial för 9 mm skruvlock	4

4ml vialer och 2ml Versa Vial™

4ml vialer för skruvlock	5
2ml Versa Vial™	5



Plastvialer

Vialer i polypropylen, 12x32mm, för 11 mm krymp- och snaplock	6
Vialer i polypropylen, 12x32mm, för 9 mm skruvlock	7
Vialer i polypropylen, 12x32mm, för 8mm skruvlock	7
Vialer i polypropylen och polyetylen, 12x32mm, för 11mm krymplock	7
Vialer i polypropylen, 15x45mm, för 13mm skruvlock	8
Raka vialer i polypropylen	8






Krymp- och avtagningsverktyg

Manuella krymp- och avtagningsverktyg	9
---------------------------------------	---



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ställ för vialer och mikrorör	Sida
Ställ i polypropylen för vialer och mikrorör	10
Vialställ i polypropylen	10
Vialställ i plexiglas	10
Förvaringsboxar	
Förvaringsboxar för autosamplervialer och mikrorör	11
Förvaringsboxar för headspacevialer	11
Förvaringsboxar för EPA-vialer	11
Pipetthållare, parafilmhållare	
Universal pipetthållare	12
Parafilmhållare	12
Sprutfilter	13
Centrifugfilter	14, 15
MTP-plattor	
MTP System Topas	16
MTP System ABS	17
Mattor, "strips" och pluggar	17
Tillbehör till MTP-plattor	18
Insatser till MTP-plattor	18, 19



2 ml vial, 12 x 32 mm, 11 mm krymplock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR	KVANT.	ART.NR
2ml klar vial	5 000 st	90.2000	1 000 st	90.2000-1
11 mm krymplock med gummi/PTFE-membran	5 000 st	90.5000	1 000 st	90.5000-1
11mm krymplock med silikon/PTFE-membran			1 000 st	90.5080



90.2000-1

2 ml vialer, 12 x 32 mm, 11 mm snaplock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
2ml klar vial	1 000 st	90.2020
2ml brun vial	1 000 st	90.2030
11 mm snaplock med gummi/PTFE-membran	1 000 st	90.5040
11 mm snaplock med silikon/PTFE-membran	1 000 st	90.5030



90.2020

2 ml vialer, 12 x 32 mm, 9 mm skruvlock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR	KVANT.	ART.NR
2 ml klar vial	5 000 st	90.2080	1 000 st	90.2080-1
2 ml brun vial	-	-	1 000 st	90.2090
9 mm skruvlock med gummi/PTFE-membran	-	-	1 000 st	90.5020
9 mm skruvlock med silikon/PTFE-membran	-	-	1 000 st	90.5010
9mm skruvlock med silikon/PTFE-membran, pre-slit			1 000 st	90.5050



90.2080-1



Till samtliga 2 ml vialer finns 50 - 350 µl insatser i plast eller glas.



90.1500



1,5 ml vial, 12 x 32 mm, konisk botten, 11 mm krymplock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
1.5 ml klar vial	1 000 st	90.1500
1.5 ml brun vial	1 000 st	90.1510
11mm krymplock med gummi/PTFE-membran	1 000 st	90.5000-1
11mm krymplock med silikon/PTFE-membran	1 000 st	90.5080



90.1520



1,5 ml vial, 12 x 32 mm, konisk botten, 11 mm snaplock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
1.5 ml klar vial	1 000 st	90.1520
1.5 ml brun vial	1 000 st	90.1530
11mm snaplock med gummi/PTFE-membran	1 000 st	90.5040
11mm snaplock med silikon/PTFE-membran	1 000 st	90.5030



90.1580



1,5 ml vial, 12 x 32 mm, konisk botten, 9 mm skruvlock


BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
1.5 ml klar vial	1 000 st	90.1580
1.5 ml brun vial	1 000 st	90.1590
9mm skruvlock med gummi/PTFE-membran	1 000 st	90.5020
9mm skruvlock med silikon/PTFE-membran	1 000 st	90.5010
9mm skruvlock med silikon/PTFE-membran, pre-slit	1 000 st	90.5050

MIKROVIALER, 250 µl

Insatsen är inbyggd i en glashylsa och försluts med krymp-, snap- eller skruvlock, vilket eliminerar risken för läckage. Speciellt lämpliga för flyktiga prover.

250 µl vial, 12 x 32 mm, 11 mm krymplock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
250 µl, klar vial	100 st	90.0200-1
250 µl, brun vial	100 st	90.0210-1
11mm krymplock med gummi/PTFE-membran	1 000 st	90.5000-1
11mm krymplock med silikon/PTFE-membran	1 000 st	90.5080



90.0200-1

250 µl vial, 12 x 32 mm, 11 mm snaplock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
250 µl, klar vial	100 st	90.0250-1
250 µl, brun vial	100 st	90.0260-1
11mm snaplock med gummi/PTFE-membran	1 000 st	90.5040
11mm snaplock med silikon/PTFE-membran	1 000 st	90.5030



90.0250-1

250 µl vial, 12 x 32 mm, 9 mm skruvlock


BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
250 µl, klar vial	100 st	90.0230-1
250 µl, brun vial	100 st	90.0240-1
9mm skruvlock med gummi/PTFE-membran	1 000 st	90.5020
9mm skruvlock med silikon/PTFE-membran	1 000 st	90.5010
9mm skruvlock med silikon/PTFE-membran, pre-slit	1 000 st	90.5050



90.0230-1



90.0300



350 µl vial, 12 x 32 mm, 11 mm krymplock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
350 µl, klar vial	1 000 st	90.0300
350 µl, brun vial	1 000 st	90.0310
11mm krymplock med gummi/PTFE-membran	1 000 st	90.5000-1
11mm krymplock med silikon/PTFE-membran	1 000 st	90.5080



90.0320



350 µl vial, 12 x 32 mm, 11 mm snaplock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
350 µl, klar vial	1 000 st	90.0320
350 µl, brun vial	1 000 st	90.0330
11mm snaplock med gummi/PTFE-membran	1 000 st	90.5040
11mm snaplock med silikon/PTFE-membran	1 000 st	90.5030



90.0360



350 µl vial, 12 x 32 mm, 9 mm skruvlock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
350 µl, klar vial	1 000 st	90.0360
350 µl, brun vial	1 000 st	90.0330
9mm skruvlock med gummi/PTFE-membran	1 000 st	90.5020
9mm skruvlock med silikon/PTFE-membran	1 000 st	90.5010
9mm skruvlock med silikon/PTFE-membran, pre-slit	1 000 st	90.5050

4 ml vial, 15 x 45 mm, för skruvlock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
4 ml, klar vial	1 000 st	54.34013-1545
4 ml, brun vial	1 000 st	54.34013-1545A
13 mm skruvlock med silikon/PTFE-membran	1 000 st	54.806550-13



54.34013-1545

54.34013-1545A

Versa Vial™, 12 x 32 mm

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
2 ml Versa Vial™, klart glas	1 000 st	54.32012-1232
2 ml Versa Vial™, brunt glas	1 000 st	54.32012-1232A
1.5ml Versa Vial™, polypropylen	1 000 st	54.31512P-1232
12mm plugg, silikon/PTFE	1 000 st	54.5005-12
12 mm plugg, silikon/PTFE ,pre-slit	1 000 st	54.5070-12
12 mm plugg, butylgummi/silikon	1 000 st	54.5004-12



54.32012-1232

54.32012-1232A

54.31512P-1232





54.30111P-1232

69.11190933

Vialer i polypropylen, 12 x 32 mm, för 11 mm krymp- och snaplock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
100 µl vial	1 000 st	54.30111P-1232
300 µl vial	1 000 st	69.11190933
500 µl vial	1 000 st	54.30511P-1232
500 µl vial, brun	1 000 st	54.30511P-1232A
700 µl vial	1 000 st	54.30711P-1232
1,5 ml vial	1 000 st	54.31511P-1232
Krymplock gummi/PTFE	1 000 st	90.5000-1
Krymplock silikon/PTFE	1 000 st	90.5080
Snaplock gummi/PTFE	1 000 st	90.5040
Snaplock silikon/PTFE	1 000 st	90.5030



54.30511P-1232

54.30711P-1232

54.31511P-1232



60.C4011-11

60.C4011-14



BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
800 µl vial	100 st	60.C4011-11
1 ml vial	100 st	60.C4011-14
Krymplock gummi/PTFE	1 000 st	60.C4011-1A
Krymplock silikon/PTFE	100 st	60.C4011-4A
Snaplock gummi/PTFE	100 st	60.C4011-51B
Snaplock silikon/PTFE	100 st	60.C4011-54B

Vialer i polypropylen, 12 x 32 mm, för 9 mm skruvlock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
100 µl vial	1 000 st	54.30109P-1232
300 µl vial	1 000 st	69.11190932
500 µl vial	1 000 st	54.30509P-1232
750 µl vial	1 000 st	54.30709P-1232
1,5 ml vial	1 000 st	69.11191205
1,7 ml vial	1 000 st	54.31709P-1232
Skruvlock gummi/PTFE	1 000 st	90.5020
Skruvlock silikon/PTFE	1 000 st	90.5010
Skruvlock silikon/PTFE, pre-slit	1 000 st	90.5050



Vialer i polypropylen, 12 x 32 mm, för 8 mm skruvlock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
300 µl vial	500 st	60.03-PPSV
600 µl vial	500 st	60.06-PPSV
8mm skruvlock gummi/PTFE	500 st	60.8-SC-8RT1
8mm skruvlock silikon/PTFE	500 st	60.8-SC-ST15



Vialer i polypropylen och polyetylen, 12 x 32 mm, för 11 mm krymplock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
300 µl vial i polyetylen	500 st	60.03-PECV
600 µl vial i polyetylen	500 st	60.06-PECV
600 µl vial i polypropylen	500 st	60.06-PPCV
11mm krymplock gummi/PTFE	500 st	60.11-AC7
11mm krymplock silikon/PTFE	500 st	60.11-AC-ST15





54.31213P-1545


54.321513P-1545



Vialer i polypropylen, 15 x 45 mm, för 13 mm skruvlock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
1,2 ml vial i polypropylen	1 000 st	54.31213P-1545
2,5 ml vial i polypropylen	1 000 st	54.321513P-1545
13 mm skruvlock	1 000 st	54.5310-13
Septa gummi/PTFE	1 000 st	54.604040-13
Septa silikon/PTFE	1 000 st	54.606050-13

Raka vialer i polypropylen



54.4100P-830

54.4105P-830

54.4100P-840

54.4107P-840

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
900 µl vial i polypropylen, 8 x 30mm, för 8 mm plugg	1 000 st	54.4100P-830
500 µl vial i polypropylen, 8 x 30mm, för 8 mm plugg	1 000 st	54.4105P-830
1 ml vial i polypropylen, 8 x 40mm, för 8 mm plugg	1 000 st	54.4100P-840
700 µl vial i polypropylen, 8 x 40mm, för 8 mm plugg	1 000 st	54.4107P-840
8 mm plugg	1 000 st	54.5405SB-08




54.5405SB-08

54.4100P-1232

54.4115P-1232

54.5405SB-12

2 ml vial i polypropylen, 12 x 32 mm, för 12 mm plugg	1 000 st	54.4100P-1232
1,5 ml vial i polypropylen, 12 x 32 mm, för 12 mm plugg	1 000 st	54.4115P-1232
12 mm plugg	1 000 st	54.5405SB-12



54.4100P-1545

54.4130P-1545

54.5405SB-15

4 ml vial i polypropylen, 15 x 45 mm, för 12 mm plugg	1 000 st	54.4100P-1545
3 ml vial i polypropylen, 15 x 45 mm, för 12 mm plugg	1 000 st	54.4130P-1545
15 mm plugg	1 000 st	54.5405SB-15


Manuella krympverktyg

BESKRIVNING	ART.NR
Krympverktyg för 8mm krymplock	54.9300-08
Krympverktyg för 11mm krymplock	54.9300-11
Krympverktyg för 13mm krymplock	54.9300-13
Krympverktyg för 20mm krymplock	54.9300-20



Manuella avtagningsverktyg

BESKRIVNING	ART.NR
Avtagningsverktyg för 8mm krymplock, typ 1	54.9320-08
Avtagningsverktyg för 11mm krymplock, typ 1	54.9320-11
Avtagningsverktyg för 13mm krymplock, typ 1	54.9320-13
Avtagningsverktyg för 20mm krymplock, typ 1	54.9320-20
Avtagningsstång för 8mm krymplock, typ 2	54.9310-08
Avtagningsstång för 11mm krymplock, typ 2	54.9310-11
Avtagningsstång för 13mm krymplock, typ 2	54.9310-13
Avtagningsstång för 20mm krymplock, typ 2	54.9310-20



Typ 1





Typ 2

Ställ i polypropylen för vialer och mikrorör

Ställ i polypropylen som passar för 2ml vialer men också för kryovialer och mikrorör 0.5 och 1.5 ml. Levereras i fem olika färger.


BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
Ställ i polypropylen för 48 vialer/rör	5 st	90.3540
Ställ i polypropylen för 96 vialer/rör	5 st	90.3550



Vialställ i polypropylen

Blå vialställ i polypropylen för 2ml och 4ml vialer. Plats för 50 vialer, ställen är stapelbara.





BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
Ställ i polypropylen för 50st 2ml vialer	st	69.12212187
Ställ i polypropylen för 50st 4ml vialer	st	69.15212480



Vialställ i plexiglas

Vialställ i plexiglas, med silikontassar som gör att stället står stadigt på arbetsbänken.

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
Vialställ i plexiglas för 50st vialer med 6mm diameter	st	90.3500
Vialställ i plexiglas för 50st vialer med 12mm diameter	st	69.12211001
Vialställ i plexiglas för 40st vialer med 15mm diameter	st	69.15211664
Vialställ i plexiglas för 25st vialer med 24mm diameter	st	69.24211002



Förvaringsboxar för autosamplervialer och mikrorör



90.1050

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
Förvaringsboxar i polypropylen för 100st 2ml vialer eller mikrorör	5 st (5 olika färger)	90.1000
Förvaringsboxar i polypropylen för 50st 2ml vialer eller mikrorör	5 st (5 olika färger)	90.1050
Förvaringsboxar i polypropylen för 49st 4ml vialer eller mikrorör	5 st (5 olika färger)	90.4000



90.1000



90.4000



69.24212427

Förvaringsboxar för headspacevialer

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
Blå förvaringsbox i polypropylen för 25st 5ml, 10ml eller 20ml headspacevialer	st	69.24212427




69.24212428



69.24212429

Förvaringsboxar för EPA-vialer

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
Lila förvaringsbox i polypropylen för 16st 20ml EPA-vialer	st	69.28212428
Lila förvaringsbox i polypropylen för 10st 30ml eller 40ml EPA-vialer	st	69.28212429



Universal pipetthållare

Autklaverbar pipetthållare som enkelt sätts upp på hyllan och ger mer plats på arbetsbänken.

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
Hållare för 3 pipetter, blå	st	90.1060
Paket med 3st hållare (blå, röd och lila) för 1 pipett vardera	3 st	90.1070



Parafilmhållare

Kapar parafilmen utan att skada fingrarna.

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
Blå parafilmhållare, 171 x 120 x 144mm	st	90.3560
Reservblad till parafilmhållare	5 st	90.3565

Sprutfilter

Sprutfilter i en mängd olika material såsom Nylon, PTFE, PVDF, PES, Regenererad Cellulosa m.fl.

Finns i flera olika storlekar och porositet.



MATERIAL	STORLEK	POROSITET	KVANT.	ART.NR
Nylon	4mm	0.2μm	100 st	60.4-SF-02(N)
	4mm	0.45μm		60.4-SF-45(N)
	17mm	0.2μm		60.17-SF-02(N)
	17mm	0.45μm		60.17-SF-45(N)
	30mm	0.45μm		60.30-SF-45(N)
	30mm	5.0μm		60.30-SF-50(N)
Nylon med förfilter	30mm	0.45μm		60.30-SF-45(N)P
Polypropylen	4mm	0.45μm	100 st	60.4-SF-45(PP)
	Polypropylen med förfilter	30mm		0.45μm
PTFE	4mm	0.2μm	100 st	60.4-SF-02(T)
	4mm	0.45μm		60.4-SF-45(T)
	17mm	0.2μm		60.17-SF-02(T)
	17mm	0.45μm		60.17-SF-45(T)
	30mm	0.2μm		60.30-SF-02(T)
	30mm	0.45μm		60.30-SF-45(T)
	30mm	1.0μm		60.30-SF-10(T)
PVDF	4mm	0.2μm	100 st	60.4-SF-02(PV)
	30mm	0.2μm		60.30-SF-02(PV)
	30mm	0.45μm		60.30-SF-45(PV)
Regenererad Cellulosa	17mm	0.2μm	100 st	60.17-SF-02(RC)
	17mm	0.45μm		60.17-SF-45(RC)
	30mm	0.2μm		60.30-SF-02(RC)
	30mm	0.45μm		60.30-SF-45(RC)
Cellulosa Acetat	17mm	0.2μm	100 st	60.17-SF-02(CA)
	17mm	0.45μm		60.17-SF-45(CA)
	30mm	0.2μm		60.30-SF-02(CA)
	30mm	0.45μm		60.30-SF-45(CA)
PES, för jonkromatografi	30mm	0.2μm	100 st	60.30-SF-02(PES)

Centrifugfilter

Filterhus av ren polypropylen, finns i storlekarna 750µl, 2ml och 25ml.

750µl mikrocentrifugfilter som passar alla mikrocentrifuger på lab.
Volymer mellan 50 och 750µl, max 10 000xG.



BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
Cellulosa Acetat, 0.22µm	100 st	60.F2517-1
Cellulosa Acetat, 0.45µm	100 st	60.F2517-2
Nylon, 0.2µm	100 st	60.F2517-3
Nylon, 0.45µm	100 st	60.F2517-4
PVDF, 0.2µm	100 st	60.F2517-5
PVDF, 0.45µm	100 st	60.F2517-6
Regenererad Cellulosa, 0.2µm	100 st	60.F2517-7
Regenererad Cellulosa, 0.45µm	100 st	60.F2517-8
PTFE, 0.2µm	100 st	60.F2517-9
PTFE, 0.45µm	100 st	60.F2517-10

2ml centrifugfilter, max 5 000xG.



BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
Cellulosa Acetat, 0.22µm	25 st	60.F2520-1
Cellulosa Acetat, 0.45µm	25 st	60.F2520-2
Nylon, 0.2µm	25 st	60.F2520-3
Nylon, 0.45µm	25 st	60.F2520-4
PVDF, 0.2µm	25 st	60.F2520-5
PVDF, 0.45µm	25 st	60.F2520-6
PTFE, 0.2µm	25 st	60.F2520-7
PTFE, 0.45µm	25 st	60.F2520-8

25ml centrifugfilter, max 2 500xG.

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
Cellulosa Acetat, 0.45µm	50 st	60.F2519-2
Nylon, 0.2µm	50 st	60.F2519-3
Nylon, 0.45µm	50 st	60.F2519-4
PVDF, 0.2µm	50 st	60.F2519-5
PVDF, 0.45µm	50 st	60.F2519-6




96-well Multi-Tier™ Micro Plate System

J.G.Finnerans 96-Well Multi-Tier™ Micro Plate System är ett patenterat modulsystem - med hjälp av olika ramar kan du höjdjustera plattan för olika volymer av insatser.

Du kan återanvända plattan och enbart köpa till glas- eller plastinsatser, antingen lösa eller i så kallade "vial loaders".

- Höjdjustering ger möjlighet att välja volymerna 0.5ml, 1.0ml, 1.5ml och 2.0ml
- Val av 9mm glas- eller plastinsatser med konisk eller plan botten
- Plattan kan användas på en fast höjd eller höjdjusteras beroende på analysinstrument
- Man kan med hjälp av distanser justera höjden för att stödja olika storlek på insatser
- PTFE/Silikon/PTFE-mattor ger säkra förslutningar
- Lock för att låsa mattan på plats finns. Detta förhindrar läckage och ger en extra tätning
- Bottenplattan har en öppen botten för att möjliggöra en jämn överföring av värme eller kyla
- Säker passform för insatserna i basplattan tillåter användning med skakar och Vortex-mixers under provförberedelserna
- Kompatibel med alla autosamplers och robotsystem



Multi-Tier™ MicroPlate System (Topas)

Plattorna i Topas tillverkas av klar polykarbonatplast som är mycket resistent mot kemikalier. Topas-plattorna kan autoklaveras och steriliseras samt klarar temperaturer upp till 150° C.

Kit med platta, insatser, PTFE/Silikon/PTFE-matta och lock




BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
0.5ml (Topas) MTP-system med koniska glasinsatser	st	54.9905LC-812T
1.0ml (Topas) MTP-system med koniska glasinsatser	st	54.9910LC-812T
1.5ml (Topas) MTP-system med koniska glasinsatser	st	54.9915LC-812T
2.0ml (Topas) MTP-system med koniska glasinsatser	st	54.9920LC-812T
0.5ml (Topas) MTP-system med koniska polypropyleninsatser	st	54.9905PLC-812T
1.0ml (Topas) MTP-system med koniska polypropyleninsatser	st	54.9910PLC-812T
1.5ml (Topas) MTP-system med koniska polypropyleninsatser	st	54.9915PLC-812T
2.0ml (Topas) MTP-system med koniska polypropyleninsatser	st	54.9920PLC-812T
0.5ml (Topas) MTP-system med glasinsatser med flat botten	st	54.9905LC-812FT
1.0ml (Topas) MTP-system med glasinsatser med flat botten	st	54.9910LC-812FT
1.5ml (Topas) MTP-system med glasinsatser med flat botten	st	54.9915LC-812FT
2.0ml (Topas) MTP-system med glasinsatser med flat botten	st	54.9920LC-812FT

Multi-Tier™ MicroPlate System (ABS)

Plattorna tillverkade av ABS har god kemisk resistens mot syror och baser, de klarar temperaturer upp till 80° C och kan bli centrifugerade upp till 2500 rpm.



Kit med platta, insatser, PTFE/Silikon/PTFE-matta och lock

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
0.5ml (ABS) MTP-system med koniska glasinsatser	st	54.9905LC-812
1.0ml (ABS) MTP-system med koniska glasinsatser	st	54.9910LC-812
1.5ml (ABS) MTP-system med koniska glasinsatser	st	54.9915LC-812
2.0ml (ABS) MTP-system med koniska glasinsatser	st	54.9920LC-812
0.5ml (ABS) MTP-system med koniska polypropyleninsatser	st	54.9905PLC-812
1.0ml (ABS) MTP-system med koniska polypropyleninsatser	st	54.9910PLC-812
1.5ml (ABS) MTP-system med koniska polypropyleninsatser	st	54.9915PLC-812
2.0ml (ABS) MTP-system med koniska polypropyleninsatser	st	54.9920PLC-812
0.5ml (ABS) MTP-system med glasinsatser med flat botten	st	54.9905LC-812FB
1.0ml (ABS) MTP-system med glasinsatser med flat botten	st	54.9910LC-812FB
1.5ml (ABS) MTP-system med glasinsatser med flat botten	st	54.9915LC-812FB
2.0ml (ABS) MTP-system med glasinsatser med flat botten	st	54.9920LC-812FB



Mattor, "strips" och pluggar till MTP-plattor

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
Matta PTFE/Silikon, 96 pluggar	5 st	54.996050-812
Matta PTFE/Silikon, 96 pluggar, "prescored"	5 st	54.996075-812
"Strip" PTFE/Silikon, 8 pluggar	12 st	54.96050-8STRIP
"Strip" PTFE/Silikon, 8 pluggar, "prescored"	12 st	54.96075-8STRIP
Plugg PTFE/Silikon	100 st	54.96050-8PLUG
Plugg PTFE/Silikon, "prescored"	100 st	54.96075-8PLUG



Tillbehör till MTP-plattor

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
Distans till MTP-system Topas	st	54.9900-812T
Lock till MTP-system Topas	5 st	54.9900C-812T
Basplatta till MTP-system Topas	st	54.9996-812T
Distans till MTP-system ABS	st	54.9900-812
Lock till MTP-system ABS	5 st	54.9900C-812
Basplatta till MTP-system ABS	st	54.9996-812
Helt lock (utan hål för brunnarna) i klar plast, för ABS- och Topas-plattor	5 st	54.9900VFC-812



Insatser till MTP-plattor

Glasinsatser med konisk botten

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
0.5ml glasinsatser med konisk botten, 9x17mm	100 st	4050-917
1.0ml glasinsatser med konisk botten, 9x30mm	100 st	4100-930
1.5ml glasinsatser med konisk botten, 9x44mm	100 st	4150-944
2.0ml glasinsatser med konisk botten, 9x50mm	100 st	4200-950



Glasinsatser med plan botten

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
0.5ml glasinsatser med plan botten, 9x17mm	100 st	4050FB-917
1.0ml glasinsatser med plan botten, 9x30mm	100 st	4100FB-930
1.5ml glasinsatser med plan botten, 9x44mm	100 st	4150FB-944
2.0ml glasinsatser med plan botten, 9x50mm	100 st	4200FB-950




Glasinsatser med konisk botten i "Vial Loader"

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
0.5ml glasinsatser med konisk botten, 9x17mm, i "Vial Loader"	96 st	4050-917VL
1.0ml glasinsatser med konisk botten, 9x30mm, i "Vial Loader"	96 st	4100-930VL
1.5ml glasinsatser med konisk botten, 9x44mm, i "Vial Loader"	96 st	4150-944VL
2.0ml glasinsatser med konisk botten, 9x50mm, i "Vial Loader"	96 st	4200-950VL

**Glasinsatser med plan botten, i "Vial Loader"**

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
0.5ml glasinsatser med plan botten, 9x17mm, i "Vial Loader"	96 st	4050FB-917VL
1.0ml glasinsatser med plan botten, 9x30mm, i "Vial Loader"	96 st	4100FB-930VL
1.5ml glasinsatser med plan botten, 9x44mm, i "Vial Loader"	96 st	4150FB-944VL
2.0ml glasinsatser med plan botten, 9x50mm, i "Vial Loader"	96 st	4200FB-950VL

**Polypropyleninsatser med konisk botten**

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
0.5ml polypropyleninsatser med konisk botten, 9x17mm	100 st	4050P-917
1.0ml polypropyleninsatser med konisk botten, 9x30mm	100 st	4100P-930
1.5ml polypropyleninsatser med konisk botten, 9x44mm	100 st	4150P-944
2.0ml polypropyleninsatser med konisk botten, 9x50mm	100 st	4200P-950

**Polypropyleninsatser med konisk botten, i "Vial Loader"**

BESKRIVNING	KVANT.	ART.NR
0.5ml polypropyleninsatser med konisk botten, 9x17mm, i "Vial Loader"	100 st	4050P-917VL
1.0ml polypropyleninsatser med konisk botten, 9x30mm, i "Vial Loader"	100 st	4100P-930VL
1.5ml polypropyleninsatser med konisk botten, 9x44mm, i "Vial Loader"	100 st	4150P-944VL
2.0ml polypropyleninsatser med konisk botten, 9x50mm, i "Vial Loader"	100 st	4200P-950VL



Tel 031 336 90 00

info@scantecnordic.se

www.scantecnordic.se

Scantec Nordic AB
Fabriksstråket 29
433 76 Jonsered